

## INSTRUCTIVO PARA PACIENTES – EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO

---

### I. PROCEDIMIENTO

- 1) El paciente debe obrar (defecar) en un recipiente limpio y seco, evitando mezclar con orina. Si es lactante, tomar del pañal la muestra recién emitida
- 2) Coloque una porción del tamaño de una nuez dentro del frasco y mezcle con el líquido que contiene hasta obtener una emulsión homogénea utilizando la paleta que lleva la caja proporcionada por el laboratorio.
- 3) Las muestras deben obtenerse día por medio hasta completar tres. En caso de no poder obtener las muestras día por medio, puede saltarse uno o dos días y traerlas cuando complete la última muestra recién emitida
- 4) Si observa algún gusano, debe colocarlo en un frasco limpio con agua de la llave, no usar alcohol, y llevarlo junto con las cajas con deposición
- 5) El estudio del gusano corresponde a una observación macroscópica que debe **cancelarse** adicionalmente
- 6) Dejar las muestras a temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigerador a 4°C

**IMPORTANTE:** Colocar nombre y fecha a cada frasco. No ingerir el contenido de los frascos. El líquido es un fijador. Mantener alejado de los niños