

INSTRUCTIVO PARA PACIENTES – MUESTRA DE DESPOSICION PARA ROTAVIRUS

I. PROCEDIMIENTO

- 1) Obtener la muestra de deposición por eliminación espontánea.
- 2) Colocar la deposición en el frasco limpio y seco que le ha entregado el laboratorio y mantener refrigerada.
- 3) Cantidad mínima requerida: ½ cucharadita de té
- 4) La muestra debe ser trasladada al laboratorio, rodeada en hielo, antes de dos horas de su obtención.

II. RECOLECCION DE MUESTRAS DEPOSICION PAÑAL

- 1) Sacar con la espátula de madera la deposición más superficial y abundante que contenga el pañal
- 2) Se debe obtener la muestra, idealmente recién emitida para evitar que ésta sea absorbida por el pañal
- 3) Retirar como mínimo un tercio de la espátula y depositarla en frasco de boca ancha entregado por el laboratorio
- 6) Cerrar el frasco con sus dos tapas y meterlo todo en una bolsa plástica, agregar en ésta cubos de hielo
- 4) La muestra debe ser trasladada al Laboratorio antes de dos horas de su obtención.